

Электрохирургические аппараты DS.Surg

Российские электрохирургические аппараты, линейка которых включает в себя и радиоволновые модели. DS.Surg: от PXBЧ для чистого реза малоинвазивных операций до топовых аппаратов с режимами лигирования и ТУРП для всех направлений хирургии.

DS.Surg Prime | Prime Pro



- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| • Максимальная мощность | 400 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2, 3) |
| • Монополярная коагуляция | Мягкая, Контактная, Спрей, Аргон |
| • Биполярный рез | Чистый, Смешанный |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная, Авто-старт, Жесткая |
| • Полипэктомия | + |
| • Лигирование сосудов | - + |
| • ТУРП | - Рез и коагуляция |

DS.Surg 400



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Максимальная мощность | 400 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2, 3) |
| • Монополярная коагуляция | Контактная, Спрей, Аргон |
| • Биполярный рез | Чистый |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная, Авто-старт |
| • Функция памяти | 10 программ |

DS.Surg 200 | 300



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Максимальная мощность | 200 Вт 300 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2, 3) |
| • Монополярная коагуляция | Контактная, Спрей |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная, Авто-старт |

DS.Surg 150 | 200S



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • Максимальная мощность | 150 Вт 200 Вт |
| • Монополярный рез | Чистый, Смешанный (1, 2) |
| • Монополярная коагуляция | Контактная, Спрей |
| • Биполярная коагуляция | Стандартная |

