

## РАБОТАЕТ ДО 28 ЧАСОВ БЛАГОДАРЯ БАТАРЕЙНОМУ БЛОКУ

Портативный рентгеновский диагностический аппарат с батарейным блоком мощностью 8,0 кВт. Используется в клиниках как полноценная замена палатным, мобильным рентгенам, а также стационарным установкам в ряде рентгенографических исследований.




### Основные особенности


- Управление экспозицией производится посредством сенсорного экрана с диагональю 10 дюймов
- Выбор анатомических программ из интерфейса аппарата
- Выносной пульт дистанционного управления с запуском экспозиции (опция)
- Мобильная стойка (опция): позволяет использовать как передвижной палатный рентген
- Плоскопанельные детекторы (опция): проводные: DR1717C | DR1717CH | DR1417CH  
беспроводные: DR1717WC | DR1717WCH | DR1417WCH


### Преимущества


- Идеально подходит для проведения рентгеновских исследований даже у крупных животных
- Высокое качество изображения доступно благодаря технологии высокочастотного инвертора, стабильному высоковольтному выходу и рабочей частоте до 600 кГц
- Ресурс встроенной батареи позволяет сделать до 500 рентгеновских снимков без подключения аппарата к сети
- Интуитивно понятные настройки и режимы

+ Мощность генератора	8,0 кВт
+ Анодный ток	10-125 мА
+ Анодное напряжение	40-125 кВ
+ Номинальный диаметр большого фокусного пятна	2,0 мм
+ Масса	20 кг

 Гибкие цены и условия поставки

 Гарантия качества и комплектации поставки

 Полное сопровождение клиента, консультации

 Положительные отзывы и рекомендации ведущих врачей

 Постоянное наличие на складе

 Официальное гарантийное и постгарантийное обслуживание

