

Биохимический полуавтоматический анализатор Genrui WP 21 A Vet

Производитель: Genrui Biotech Inc., Китай.

Genrui

Преимущества:

- Открытая система для любых методик и реактивов
- Расширенный цветной сенсорный дисплей
- Экономичный по расходным материалам
- Отображение кривой в реальном времени
- Встроенный термостат: 10 инкубаторов и 3 таймера
- Функция автоматического сна лампы
- 90 программируемых тестов
- Возможность выбора режима работы: проточная или наливная кювета



Технические характеристики:

Количество тестов в час:	зависит от измеряемых показателей
Объем образца:	от 1 мкл до 3000 мкл (рекомендуется 500 мкл)
Виды животных:	не ограничено
Объем памяти:	10 000 результатов
Экран:	сенсорный, цветной, 7-дюймовый
Лампа:	галогеновая, 6V/10 W
Время работы лампы:	2 000 часов
Методы измерения:	конечная точка, фиксированное время, кинетика
Принтер:	встроенный термопринтер
Габариты (мм):	340 (длина) x 270 (ширина) x 185мм (высота)
Вес:	5 кг
Гарантия:	12 месяцев