



www.amd-med.ru

Автоматический
иммунохемилюминесцентный анализатор

Массура i1000

Massura Medical Instrument Co., Ltd., Китай



**НОВЫЙ СТАНДАРТ
НАДЕЖНОСТИ**
В ИММУНОХИМИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ

180

тестов/час

14 мин

время до первого результата

4 часа

непрерывной работы

50

образцов одновременно на борту

30

охлаждаемых позиций для реагентов

STAT-образцы

быстрый анализ

Сегодня лабораториям необходимо соответствовать высоким стандартам лабораторной диагностики при ограниченных условиях: ресурсах учреждения, загруженности персонала, нехватки кадров и маленьком пространстве.

Maccura i1000 — надежное решение для иммунохимических исследований. На анализаторе используется технология на основе метки акридинового эфира.



Maccura i1000



1



Зона для загрузки реакционных кювет

Одновременная загрузка до 1200 кювет

2



Контейнер для утилизации отходов

Разделение жидких и твердых отходов

3



Зона загрузки образцов

Дозагрузка проб в режиме работы

4



Зона загрузки системных растворов

Уникальная форма флаконов для корректной загрузки субстратов

5



Карусель реагентов

30 охлаждаемых позиций для реагентов

Меню тестов

Щитовидная железа

ТТГ

Т3 общий

Т4 общий

Т3 свободный

Т4 свободный

Анти-ТГ

Анти-ТПО

Онкомаркеры

АФП

РЭА

СА 15-3

СА 125

СА 19-9

Общий ПСА

Свободный ПСА

Репродуктивная система

АМГ

Тестостерон

Эстрадиол

ЛГ

Прогестерон

Пролактин

ФСГ

ХГЧ

Костный метаболизм

25-ОН Витамин Д

Маркеры воспаления

Прокальцитонин

РУ №РЗН 2024/22105 от 22.02.2024

Анализатор хемилюминесцентный автоматический Массура i варианты исполнения:

I. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 1000

II. Анализатор хемилюминесцентный автоматический i 3000

* Тесты, выделенные жирным шрифтом, зарегистрированы в качестве медицинского изделия Росздравнадзором (регистрационные удостоверения № РЗН 2024/22046, РЗН 2024/22233, РЗН 2024/21998, РЗН 2024/22000, РЗН 2024/22010, РЗН 2024/22009, РЗН 2024/22229, РЗН 2024/22054, РЗН 2024/22053, РЗН 2024/22119, РЗН 2024/22055, РЗН 2024/21995, РЗН 2024/22047, РЗН 2024/22262, РЗН 2024/21992, остальные – в процессе регистрации.

Информация о зарегистрированных тестах приведена с учетом полученных документов на 26.04.2024 г.

Актуальная информация о зарегистрированных тестах содержится на сайте Росздравнадзора <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>



+7 (812) 250-50-45

info@amd-med.ru

www.amd-med.ru

