



ООО "АМД"
+7 (812) 250-50-45
info@amd-med.ru
amd-med.ru

АНАЛИЗ
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА

Автоматические коагулометры

SUCCEEDER СЕРИИ SF

Beijing Succeeder Technology Inc., Китай

НОВИНКА

ЭКСКЛЮЗИВ



АНАЛИЗАТОРЫ,
ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ
ДОВЕРИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОАГУЛОМЕТРЫ

SUCCEEDER SF-СЕРИИ

ОПТИКО- МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД

детекции сгустка

1000

кувет для эффективной
работы анализатора

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- клоттинговый, хромогенный, турбидиметрический методы
- отсутствие влияния интерференции (гемолиз, липемия, иктеричность) на детекцию сгустка
- совместимость с несколькими длинами волн для различных тестов, включая Д-димер, антитромбин III, факторы, протеин С, протеин S и т.д.
- оптико-механический метод детекции сгустка
- независимые зонды для реагентов и проб

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

- загрузка 1000 кювет для эффективной работы анализатора
- возможность постановки на борт нескольких флаконов одного реагента
- позиции для реагентов с охлаждением до 15°C
- сигнализация о недостаточном объеме расходных материалов
- автоматическая промывка иглы для предотвращения контаминации
- быстрый нагрев до 37°C и автоматический контроль температуры каналов инкубации

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОБАМИ

- определение положения, автоматическая блокировка и индикатор загрузки штатива
- режим STAT
- считыватель штрих-кода образцов
- поддержка двухсторонней связи с LIS
- автоматическая перестановка теста при патологическом или сомнительном результате



**SUCCEEDER
SF-8050**



**SUCCEEDER
SF-8100**



**SUCCEEDER
SF-8200**



**SUCCEEDER
SF-8300**



**SUCCEEDER
SF-9200**

Производительность	90 ПВ/час	120 ПВ/час	260 ПВ/час	265 ПВ/час	415 ПВ/час
Количество реагентов на борту	16 реагентов	36 реагентов	42 реагента	42 реагента	60 реагентов
Одновременная загрузка штативов	1 по 30 проб	6 по 10 проб	6 по 10 проб	6 по 10 проб	10 по 10 проб
Инкубационные каналы	10 каналов	16 каналов	20 каналов	20 каналов	30 каналов
Каналы измерения	6 каналов	8 каналов	8 каналов	8 каналов	20 каналов
Габариты (Д×Ш×В)	700 мм × 560 мм × 540 мм	1000 мм × 700 мм × 700 мм	890 мм × 630 мм × 750 мм	890 мм × 630 мм × 750 мм	1500 мм × 835 мм × 1400 мм
Вес	45 кг	100 кг	110 кг	110 кг	220 кг

РЕАГЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ АНАЛИЗАТОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РЕАГЕНТЫ,
КОНТРОЛИ, КАЛИБРАТОРЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРОИЗВОДСТВА BEIJING SUCCEEDER TECHNOLOGY INC.

- наличие ID-карты в наборе реагентов:
автоматическое считывание лота, срока
годности, калибровочной кривой
и количества тестов
- считыватель штрих-кодов реагентов,
автоматическое распознавание типа
и положения реагента
- системные промывающие растворы
доставляются в виде концентрата
- предкалибровка тестов выполняется
на заводе-изготовителе

Перечень тестов

ПВ

Протромбиновое время

АЧТВ

Активное частичное тромбопластиновое время

Фибриноген

ТВ

Тромбиновое время

Д-димер

Антитромбин III

FDP

ПУ № РЗН 2025/24721 от 07.02.2025

Анализатор коагуляции автоматический Succeeder, в вариантах исполнения:

1. Анализатор коагуляции автоматический Succeeder SF-8050
2. Анализатор коагуляции автоматический Succeeder SF-8100
3. Анализатор коагуляции автоматический Succeeder SF-8200
4. Анализатор коагуляции автоматический Succeeder SF-8300
5. Анализатор коагуляции автоматический Succeeder SF-9200

ПУ № РЗН 2025/24664, РЗН 2025/24796, РЗН 2025/24817, РЗН 2025/24857,
РЗН 2025/24863, РЗН 2025/24864, РЗН 2025/25063



ООО "АМД"

+7 (812) 250-50-45

info@amd-med.ru

amd-med.ru