

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ

Гематологический 3 diff анализатор Urit Smart 3 Vet

URIT Since 1984
AI ways Beyond Urinalysis...

Производитель: URIT Medical Electronic Group Co., LTD, Китай

Преимущества:

- Большая мощность при маленьких габаритах
- 13 режимов для животных (+3 свободных)
- Низкая себестоимость теста — всего 2 реагента!
- Дружественный интерфейс
- Получение результатов за 60 секунд!



Технические характеристики:

Количество тестов в час	70
Количество измеряемых параметров	24 (21+3 гистограммы WBC, RBC и PLT)
Параметры	WBC; LYM%; MID%; GRAN%; LYM#; MID#; GRAN#; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; RDW_CV; RDW_SD; PLT; MPV; PDW; PCT; P_LCR; P_LCC
Объем образца	цельная кровь – 13 мкл; кровь с предварительным разведением – 20 мкл
Виды животных	13 + 3 свободных режима (собака, кошка, лошадь, свинья, корова, буйвол, кролик, обезьяна, крыса, мышь, овца, коза, верблюд)
Методы подсчёта (два канала)	Импедансный метод (счётчик Коултера) для подсчёта эритроцитов и тромбоцитов; Колориметрический метод (бесцианидный) для определения гемоглобина.
Реагенты	Дилуент; Гемолитик; + Очиститель
Контрольная кровь	Набор – 3 пробирки по 4,5 мл (низкий уровень; норма; высокий уровень). Срок годности после вскрытия – 21 день. Возможно приобретать по 1 пробирке. Общий срок годности – 6 мес. Производство РФ.
Контроль качества	режим L-J QC; режим X-B QC; режим X-R QC; режим X QC.
Режимы калибровки	• ручная калибровка; • стандартная калибровка; • калибровка по цельной крови;
Объем памяти	100 000 результатов
Экран	10,4 дюймовый ЖК-монитор; стилус
Интерфейс	простой, интуитивно понятный, флаги, подсказки
Техническое обслуживание	• максимальная автоматизация процессов; • выбор количества тестов в соответствии с вашими потребностями для режима «Автоочистка»; • настройка длительности включения спящего режима; • автоматическая очистка счётной камеры; • автоматическая очистка пробозаборной иглы; • возможность автоматического старта тестирования после запуска;
Защита	режим Администратора и режим Пользователя
Язык	русский
Сканер штрих-кода	опция
Принтер	• встроенный термопринтер • возможность выбора формата печати (с гистограммой / без гистограммы) • вкл. / выкл. автоматическую печать • печать названия ветклиники • возможность подключить внешний принтер
Габариты (мм)	380 (длина) × 305 (ширина) × 395 (высота)
Вес	18 кг
Гарантия	12 месяцев