

# Albacore U-500

## АНАЛИЗАТОР МОЧИ

Анализатор мочи Albacore U500 предназначен для использования с индикаторными тест-полосками для полуколичественного выявления в моче таких компонентов как аскорбиновая кислота, глюкоза, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, кровь, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, альбумин, креатинин, кальций. Анализатор также можно подключать к информационной системе лаборатории LIS (ЛИС), используя параметры формата данных.



### Технические характеристики

- 3 режима работы (стандартный анализ, срочный анализ и контроль качества)
- Большой сенсорный цветной ЖК дисплей
- Память более чем на 2000 результатов
- Интерфейсы: RS232 и параллельный порт
- Тест-полоски для анализатора мочи до 14 параметров
- Наличие тест-полосок для контроля качества
- Встроенный термопринтер
- Возможность подключения к внешнему принтеру
- Самодиагностика
- Автоматическая калибровка
- Наличие сканера штрих-кода
- Возможность идентификации пациента по штрих-коду с пробирки
- Возможность подключения к системе ЛИС
- Возможность выбора единиц измерения



### Определяемые параметры

глюкоза	лейкоциты
билирубин	аскорбиновая кислота
кетоны (ацетоуксусная кислота)	нитриты
удельный вес	белок
кровь (гемоглобин)	альбумин
pH	креатинин
уробилиноген	кальций

## ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ МОЧИ

Тест-полоски Rochen Alba на 11 параметров и Albacore на 14 параметров предназначены для качественного и полуколичественного определения компонентов мочи.

Тест-полоски могут использоваться для общей оценки здоровья, а также в диагностике и мониторинге метаболических или системных заболеваний, которые влияют на функцию почек, эндокринных нарушений и заболеваний мочевыводящих путей.

