



Аппарат для ударно-волновой терапии ТМ «Exotonus»

Модель Э1

Аппарат является медицинским изделием и имеет регистрационное удостоверение РосЗдравНадзора РЗН 2022/18098



Применение (25 готовых программ):



- Ахиллодиния (боль в области прикрепления пяточного сухожилия)
- Кальцифицирующий тендинит.
- Эпикондилит
- Метатарзальная невралгия Мортон
- Тендинит надколенника
- Подошвенный фасциита/пяточная шпора
- Синдром напряжения большеберцовой кости
- Синдром укорочения икроножно мышцы
- Шейный синдром
- Дорсалгия (боль в верхних отделах спины)
- Болит мышц предплечья различного происхождения
- Люмбаго (приступообразная интенсивная боль в поясничной области)
- Боль в области плечевого сустава
- Патологии и боли подошвенных мышц стопы
- Патологии и боли приводящих мышц бедра
- Лечение укорочения мышц бедра
- Лечение тендинита в области вертела бедренной кости
- Реабилитация после травм
- Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника
- Урология
- И прочие авторские методики

В эстетической медицине и косметологии:

- Коррекция фигуры и лечение жировых отложений в области талии, живота и бедер
- Лечение целлюлита.
- Подтяжка кожи в области бедер и верхних конечностей
- Лечение и разглаживание коллоидных рубцов и ожогов на коже
- Лечение растяжек

Преимущества:

1. Самая низкая цена в России на аппарат УВТ с РУ.
2. Регистрационное удостоверение
3. Меню на русском языке.
4. Ресурс манипулы до 2-3 млн. ударов.
5. 25 готовых программ для проведения процедур.
6. Интуитивно понятное меню.
7. Большой и удобный сенсорный монитор 10 дюймов.

Характеристики:

Технология: ударной взрывной волны с электромагнитным генератором как акселератор снаряда;

Вид ударной волны: радиальная и сфокусированная;

Частота: 1-16 Гц;

Уровни энергии: 60 - 185 мДж (эквивалентный бару 1-4);

Примерный ресурс импульсов манипулы: 2 000 000 -3 000 000;

Программы: более 25 заданных;

Параметры сети: 100V — 220V, 50 — 60Гц;

Размер аппарата: 43x32x21см

Вес нетто: 10 кг

Вес брутто: 20 кг.



Комплектация:

- Базовый блок.....1шт.
- Манипула ударно-волновая1шт.
- Наконечник Р6 для манипулы ударно-волновой.....1шт.
- Наконечник Р15 для манипулы ударно-волновой1шт.
- Наконечник Р25 для манипулы ударно-волновой1шт.
- Наконечник Р39 для манипулы ударно-волновой1шт.
- Педаль для включения/выключения манипулы ударно-волновой.....1шт.
- Подставка для манипулы.....1шт.
- Предохранитель плавкий (7А,250В).....2шт.
- Упаковочный пакет.....1шт.
- Сетевой шнур.....1шт.
- Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации.....1шт.
- Коробка из картона для наконечников.....1 шт.
- Чемодан из ДСП1шт.

Дополнительно:

- манипула с электромагнитным генератором как акселератор снаряда



ООО "АМД"

Санкт-Петербург, Россия

+7 (812) 250-50-45

info@amd-med.ru

www.amd-med.ru