



Аппарат для ударно-волновой терапии ТМ «Exotonus»

Модель К1

Аппарат является медицинским изделием и имеет регистрационное удостоверение РосЗдравНадзора РЗН 2022/18098



Применение (25 готовых программ):



- Ахиллодиния (боль в области прикрепления пяточного сухожилия)
- Кальцифицирующий тендинит.
- Эпикондилит
- Метатарзальная невралгия Мортона
- Тендинит надколенника
- Подошвенный фасциит/пяточная шпора
- Синдром напряжения большеберцовой кости
- Синдром укорочения икроножных мышц
- Шейный синдром
- Дорсалгия (боль в верхних отделах спины)
- Болит мышц предплечья различного происхождения
- Люмбаго (приступообразная интенсивная боль в поясничной области)
- Боль в области плечевого сустава
- Патологии и боли подошвенных мышц стопы
- Патологии и боли приводящих мышц бедра
- Лечение укорочения мышц бедра
- Лечение тендинита в области вертела бедренной кости
- Реабилитация после травм
- Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника
- Урология
- И прочие авторские методики

В эстетической медицине и косметологии:

- Коррекция фигуры и лечение жировых отложений в области талии, живота и бедер
- Лечение целлюлита.
- Подтяжка кожи в области бедер и верхних конечностей
- Лечение и разглаживание коллоидных рубцов и ожогов на коже
- Лечение растяжек

Преимущества:

1. Доступная цена.
2. Меню на русском языке.
3. Генератор ударной волны - воздушный компрессор
4. Ресурс манипулы до 10 млн. ударов.
5. 25 готовых программ для проведения процедур.
6. Интуитивно понятное меню.
7. Большой и удобный сенсорный монитор 10 дюймов.

Характеристики:

Тип воздействия: ударная радиальная волна, (доп. опция сфокусированная волна)

Генератор ударной волны: воздушный компрессор

Экран: 10-дюймовый цветной сенсорный экран

Источник питания: 200-240 В, переменный ток, 50-60 Гц

Давление: 1,0-4,0 бар

Диаметр наконечника:

- радиальная волна 15 мм, 20 мм, 35 мм
- сфокусированная волна 15 мм (доп. опция)

Частота: 1-16 Гц

Размер аппарата: 38x28x34см

Вес нетто: 16 кг

Вес брутто: 30 кг



Комплектация:

- Базовый блок.....1шт.
- Манипула ударно-волновой терапии (МУВТ).....1шт.
- Наконечник Р15 для манипулы ударно-волновой терапии.....1шт.
- Наконечник Р20 для манипулы ударно-волновой терапии.....1шт.
- Наконечник Р35 для манипулы ударно-волновой терапии.....1шт.
- Держатель для манипулы.....1шт.
- Щетка для чистки направляющей пули.....1шт.
- Болты для крепления держателя.....2шт.
- Предохранитель.....1шт.
- Упаковочный пакет.....1шт.
- Сетевой шнур.....1шт.
- Паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации.....1шт.
- Коробка из картона для наконечников.....1 шт.
- Коробка из ДСП упаковочная.....1шт.



ООО "АМД"

Санкт-Петербург, Россия

+7 (812) 250-50-45

info@amd-med.ru

www.amd-med.ru