

Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-35-«Мед ТеКо»

Аппарат предназначен для местного воздействия на пациента в лечебных целях высокочастотным электромагнитным полем дециметрового диапазона.

Аппарат применяется в физиотерапевтических отделениях лечебных учреждений.

Основные преимущества



Расширенный комплект поставки



Увеличена выходная мощность



Технические характеристики

Рабочая частота ,МГц	915
Выходная мощность	от 0 до 5 Вт с шагом 0,5 Вт от 5 до 20 Вт с шагом 1 Вт от 20 до 35 Вт с шагом 5 Вт
Коэффициент стоячей волны излучателей	не более 2,5
Диапазон установки таймера, мин	1÷30
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА	не более 450
Габаритные размеры аппарата, мм	317x219 x 141
Масса аппарата с излучателями, кг	Не более 5 кг