

Аппарат для дарсонвализации портативный «Элад – Мед ТеКо»

Аппарат для дарсонвализации портативный «Элад - Мед ТеКо», предназначен для массажа с лечебно-профилактической целью сла-

бым импульсным переменным током средней частоты и высокого напряжения.

Основные преимущества



Плавная регулировки мощности



Гарантия 2 года



Технические характеристики

Амплитудное значение напряжения на выходе, кВ	$(0,8 \div 25) \pm 10\%$
Частота следования пачек импульсов, Гц	100 ± 10
Частота заполнения импульсов, кГц	110 ± 25
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА	$45 + 10\%$
Габаритные размеры аппарата, мм	не более 40 x 60 x 200
Масса аппарата с электродами, кг	не более 0,5
Срок службы аппарата, не менее, лет	5
Масса аппарата с электродами, кг	не более 2,5