

Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза «ФОРЕЗ – Мед ТеКо»

Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза «ФОРЕЗ - Мед ТеКо», предназначен для **воздействия на пациента с лечебной целью постоянным электрическим током низкого напряжения** и небольшой силы через контактно наложенные электроды, а также для одновременного воздействия на организм постоянного тока и вводимого с его помощью лекарственного вещества.

Постоянный электрический ток вызывает в тканях организма следующие физико-химические эффекты: **электролиз, поляризацию, электродиффузию и электроосмос.**



Основные преимущества



Звуковой сигнал по окончании процедуры



При включении аппарата обеспечивается **блокировка включения тока пациента**, если регулятор тока не установлен в нулевое положение



Таймер обеспечивает плавное уменьшение тока до нуля по истечении времени процедуры



Установленный ток не меняется, не зависимо от сопротивления нагрузки



Технические характеристики

Вид тока	постоянный
Максимальный выходной ток на активной нагрузке 500 Ом, мА	80
Диапазоны установки тока, мА	(0-5) (0-10) (0-20) (0-50) (0-80)
Диапазон установки таймера, мин	1 - 99
Регулировка тока на всех диапазонах	плавная
Управление	цифровые индикаторы
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА	не более 15
Габаритные размеры, мм	260 x 100 x 215
Масса, кг	не более 3,5