

Ингалятор компрессорный портативный «ИНКО – Мед ТеКо»

Ингалятор компрессорный портативный «ИНКО – Мед ТеКо», предназначен для распыления жидкого лекарственного вещества в мелкодисперсный и среднелдисперсный аэрозоль под действием сжатого воздуха от компрессора.

Ингалятор позволяет вводить через дыхательные пути высокие дозы аэрозолей лекарственных веществ в чистом виде, таких как бронходилататоры, антибиотики, антисептики, стероиды, муколитики, фитосборы и минеральные воды.

Основные преимущества



Наличие таймера



Наличие счётчика расхода лекарства





Технические характеристики

Объем колбы для жидкости, мл		До 7
Количество режимов работы		2
Размер распыляемых частиц, мкм	Режим 1 мелкодисперсный аэрозоль	0,8÷2,0
	Режим 2 среднедисперсный аэрозоль	2,0÷10,0
Скорость распыления жидкости, мл/мин	Режим 1 мелкодисперсный аэрозоль	1÷0,25
	Режим 2 среднедисперсный аэрозоль	2÷0,5
Диапазон установки таймера, мин		(1÷28) + 5%
Счетчик расхода лекарственного вещества		✓
Управление		светодиодные индикаторы, таймер
Электропитание		220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА		не более 330
Габаритные размеры аппарата, мм		295 x 200 x 130
Масса, кг		не более 3