

Аппарат магнитотерапии универсальный «Магнит – Мед ТеКо»

Аппарат предназначен для лечебного воздействия на человека переменным магнитным полем низкой частоты.

Основные преимущества



Широкий спектр задаваемых параметров (индукция, частота, форма импульсов)



11 запрограммированных режимов лечения



Наличие информационного дисплея высокого разрешения



Гибкая система подбора различных индукторов и их идентификация

МТК МедТеКо



МАГНИТОТЕРАПИЯ

Технические характеристики

Максимальная напряженность магнитного поля	13,56
на поверхности индукторов, мТл	80
Запрограммированные режимы лечения, шт	11
Возможность создания индивидуальных режимов лечения	✓
Вид тока	Постоянный Синусоидальный Импульсный
Форма несущих импульсов	Прямоугольная Пилообразная Колоколообразная
Форма модулирующего сигнала	Пилообразная Прямоугольная Треугольная Ступенчатая
Вид бегущей волны:	Поступательная Поступательная с изменением полярности Поступательно-возвратная Поступательно-возвратная с изменением полярности
Регулировка магнитной индукции ступенями, %	25; 50; 75; 100
Частота генерации несущих импульсов, Гц	50; 100
Диапазон установки таймера, мин	0÷99
Управление	жидкокристаллический дисплей
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА	не более 120
Габаритные размеры аппарата, мм	390 x 174 x 270
Масса аппарата (без комплекта поставки), кг	8

ООО «АМД»
8 (812) 250-50-45
info@amd-med.ru
www.amd-med.ru