

## Аппараты для УВЧ-терапии «УВЧ – Мед ТеКо»

Аппараты для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ - 60 - «Мед ТеКо» с автоматической настройкой в резонанс, предназначены для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты.

Аппарат предназначен для применения в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля и в других лечебных учреждениях.

### Основные преимущества



Автоматическая настройка резонанса



Гибкие электрододержатели



Удобное меню управления и контроля с ЖК-дисплеем



Сравнительно малый вес и габариты аппарата

### Выпускается 3 модели аппарата



УВЧ- 30 - Мед ТеКо



УВЧ-60 - Мед ТеКо



УВ480 - Мед ТеКо

## Технические характеристики

	УВ4-60	УВ4-30	УВ4-80
Частота излучения, МГц		27,12	
Количество ступеней регулировки мощности	7	6	9
Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт	10; 15; 20; 30; 40; 50; 60	5; 10; 15; 20; 25; 30	10; 15; 20; 30; 40; 50; 60, 70, 80
Время выхода аппарата на рабочий режим, мин		не более 1	
Диапазон таймера, мин		0÷99	
Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности		автоматическая	
Электрододержатели		Гибкие	
Резонансный индуктор		✓	
Управление		жидкокристаллический дисплей	
Электропитание		220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность, ВА		не более 250	
Габариты без электрододержателей, мм	421 x 285 x 170	390x270x174	430x289x174
Масса с электродами и электрододержателями, кг		не более 10	

**ООО «АМД»**  
 8 (812) 250-50-45  
 info@amd-med.ru  
 www.amd-med.ru