

Аппараты ультразвуковой терапии «УЗТ – Мед ТеКо»

Аппараты ультразвуковой терапии «УЗТ – Мед ТеКо» предназначены для генерирования ультразвуковых механических коле-

баний и воздействия ими на локальные участки тела с лечебной и профилактической целью.

Основные преимущества



Наличие функции контроля контакта излучателя с телом пациента



Удобное меню управления и контроля с ЖК-дисплеем

Аппарат выпускается в пяти модификациях

- ▶ **УЗТ-1.01 Ф** (физиотерапия)
с рабочей частотой 0,88 МГц
- ▶ **УЗТ-3.01 Ф** (физиотерапия)
с рабочей частотой 2,64 МГц
- ▶ **УЗТ-1.3.01 Ф** (физиотерапия)
с рабочими частотами 0,88 и 2,64 МГц
- ▶ **УЗТ-1.02С** (стоматология)
с рабочей частотой 0,88 МГц
- ▶ **УЗТ-1.02У** (урология)
с рабочей частотой 0,88 МГц



УЗТ-1.01 Ф | УЗТ-3.01 Ф | УЗТ-1.3.01 Ф
физиотерапия



УЗТ-1.02У
урология



УЗТ-1.02С
стоматология

Технические характеристики

	УЗТ-1.02С	УЗТ-1.01У	УЗТ-1.01Ф	УЗТ-3.01Ф	УЗТ-1.3.01Ф
Количество типов излучателей	3			2	
Эффективная площадь излучателей, см ²	1; 1; 4			1; 4	
Частота излучения, МГц	0,88		0,88	2,64	0,88 и 2,64
Режим работы	непрерывный, импульсный				
Длительность импульсов, мс	2; 4; 10				
Устанавливаемые значения таймера, мин	2; 4; 6; 8; 10 ;12				
Время установления рабочего режима, мин	не более 1				
Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний(по ступеням), Вт/см ²	0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1				
Контроль контакта излучателя с телом пациента	✓				
Управление	жидкокристаллический дисплей				
Электропитание	220 В, 50 Гц				
Потребляемая мощность, Вт	не более 50				
Габаритные размеры, мм	260 x 100 x 215				
Масса, кг	не более 3				