



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2020 года № ФСР 2008/02970

На медицинское изделие

**Аппарат для высокочастотной магнитотерапии "ВЧ-МАГНИТ - Мед ТеКо"**  
по ТУ 9444-020-56812193-2008

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо")**,  
Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо" (ООО "Мед ТеКо")**,  
Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Место производства медицинского изделия

**ООО "Мед ТеКо"**, Россия, 141009, Московская обл., г. Мытищи,  
Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Номер регистрационного досье № РД-32442/23611 от 17.04.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **26.60.13.130**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 13 мая 2020 года № 3822  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0046809

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2020 года

№ ФСР 2008/02970

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат для высокочастотной магнитотерапии "ВЧ-МАГНИТ - Мед ТеКо"**  
**по ТУ 9444-020-56812193-2008:**

в составе:

1. Электронный блок - 1 шт.
2. Сменные индукторы:
  - большой резонансный индуктор - Ø 220 мм - 1 шт.;
  - малый резонансный индуктор - Ø 120 мм - 1 шт.;
  - индуктор-кабель - 1 шт.
3. Индуктородержатель в составе:
  - стойка-тележка - 1 шт.;
  - колесо - 2 шт.;
  - колесо с тормозом - 2 шт.;
  - планка ограничительная - 1 шт.;
  - заглушка декоративная - 4 шт.;
  - штанга - 1 шт.;
  - крепёжный узел - 2 шт.;
  - винт М8х20 - 4 шт.;
  - винт М4х15 - 2 шт.;
  - болт М6х15 - 2 шт.
4. Согласующее устройство - 1 шт.
5. Ручка - 1 шт.
6. Кабель соединительный - 1 шт.
7. Держатель индуктора - кабеля - 6 шт.
8. Индикатор наличия ВЧ-поля - 1 шт.
9. Инструмент для сборки индуктородержателя:
  - гаечный ключ М10 - 1 шт.;
  - ключ шестигранный 7812-0375 (6 мм) - 1 шт.
10. Эксплуатационная документация:
  - Руководство по эксплуатации ПИЮШ56812193.020РЭ - 1 шт.



Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0065816