


ПОРТАТИВНЫЙ МОНИТОР КТГ "ИЛИФИЯ"

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ООО «АМД»

8 (812) 250-50-45
info@amd-med.ru
www.amd-med.ru



 USONTEC

Портативный монитор КТГ "ИЛИФИЯ" – диагностический прибор нового поколения, обеспечивающий возможность оценки состояния плода в самых различных жизненных ситуациях: в стационаре, в амбулаторной клинике, на дому и передачу информации на компьютер или смартфон. При малых габаритах и весе прибор обладает полным набором функциональных, диагностических и эксплуатационных характеристик стационарных фетальных мониторов экспертного класса.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКСПЕРТНОЕ КАЧЕСТВО ЗАПИСИ

Прибор по качеству регистрируемой КТГ не уступает стационарному оборудованию.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КТГ

Позволяет сократить время обследования до 10 мин в случае выполнения критерия нормального состояния плода. Наличие функции автоматического анализа не встречается в оборудовании портативного исполнения.

МОНИТОРИНГ ДВОЙНИ

В приборе реализована возможность подключения двух ультразвуковых датчиков для мониторинга двуплодной беременности.

КОНТРОЛЬ ЗАПИСИ КТГ

Анализ поступающих данных и выдача рекомендаций по переустановке датчиков.

