



Мед ТеКо
медицинская техника

Пластер ПРАЙМ

стерилизатор низкотемпературный
пероксидно-плазменный

Новинка!



Технология эффективной стерилизации

medteco.ru

*Внешний вид изделия может отличаться от рекламного изображения





Мед ТеКо

медицинская техника

Пластер ПРАЙМ

**стерилизатор низкотемпературный
пероксидно-плазменный**

Стерилизатор Пластер ПРАЙМ – уникальный российский пероксидно-плазменный низкотемпературный стерилизатор. Позволяет быстро, безопасно и эффективно стерилизовать широкий спектр медицинского оборудования.



Технология эффективной стерилизации



Технические характеристики

Стерилизационная камера

полезный объем камеры, л	120
конструктивный объем камеры, л	155
размеры камеры (ДхШхВ), мм	760x510x400
материал и форма камеры	нержавеющая сталь
температура стерилизации	или алюминий, прямоугол. 50 °С

Режимы стерилизации

количество режимов	4
«СТАНДАРТ»	17 - 24 мин
«ОПТИМА»	29 - 45 мин
«ИНТЕНСИВ»	41 - 55 мин
«КОМБИ»	46 - 62 мин

Стерилизующее вещество

стерилизующий агент	перексид водорода «СТ-60 Мед ТеКо»
форма упаковки	флакон (100 мл) и (250 мл), кассета с ячейками (70 мл)
количество на 1 диффузию	3,2 мл

Стерилизационные корзины

размещение корзины	нижняя	верхняя
количество планок для корзин	12	12
количество	1	1

Дополнительные опции

управление	цветной сенсорный дисплей, диагональ 10"	удаленный мониторинг работы	✓
встроенный термопринтер	✓	уведомление о необходимости проведения ТО	✓
сенсорная педаль	✓	самодиагностика/профилактический режим	✓
автоматическое удаление перекиси после истечения срока годности	✓	функция термостатирования	✓
мониторинг концентрации паров в камере	✓	встроенный инкубатор для биологических индикаторов	✓
		проходной тип	✗

Общее описание

материал корпуса стерилизатора	коррозионностойкая сталь с защитно-декор. покрытием	потребляемая мощность, ВА	3000
габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x770x1745	напряжение питания, В	230/400
вес, кг	380	частота питания, Гц	50
работа в продолжительном режиме	не менее 6 часов		

Комплект поставки:

стерилизатор плазменный – 1 шт., стерилизующий агент «СТ-60-Мед ТеКо» – 1 уп., корзина – 2 шт., полка алюминиевая* – 2 шт., барабан №1 для термостата – 1 шт., барабан №2* – 1 шт., винт для крепления барабана – 1 шт., захваты для переноса стерилизатора – 4 комп., комплект эксплуатационной документации – 1 шт.

* по требованию.



Стерилизаторы низкотемпературные пероксидно-плазменные ПЛАСТЕР-Мед ТеКо



Пластер-30К-Мед ТеКо




Пластер-50-02-Мед ТеКо



Пластер-120-01-Мед ТеКо
Пластер-120П-01-Мед ТеКо

Комплект поставки



Корзины для инструментов



Упаковочные рулоны (Tyvek)



Стерилизующий агент



Биологические и химические индикаторы

Дополнительно



Нетканый материал



Лента индикаторная



Чековая лента



Режущее устройство с держателем рулонов



Автоматическая машина для запечатывания

