



REPEREN[®]-10-2

кат. номер	наименование	размер, мм
R10-2-TAPP-120-80	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-2-120-80	120 x 80
R10-2-TAPP-150-100	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-2-150-100	150 x 100
R10-2-TAPP-150-120	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-2-150-120	150 x 120
R10-2-TAPP-150	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-2-150	150 x 150



Имплантат для лечения паховых грыж лапароскопическим доступом по методике TAPP. Выполнен из облегченного полипропилена, имеет покрытие из РЕПЕРЕНА трапециевидной формы, что препятствует образованию спаек со структурами семенного канатика, артериями и нервами в области их соприкосновения с сеткой.

Отсканируйте QR-код



Эндопротез выполнен с применением облегченного антиусадочного полипропилена с макропористым плетением.

Эндопротез имеет надпись «DOWN» для правильного расположения висцеральной стороны. Надпись должна быть расположена соответственно направлению ног пациента.

Трапеция из РЕПЕРЕНА предназначена для предотвращения спаек со структурами семенного канатика, артериями и нервами в области их соприкосновения с сеткой, а также для более надежного закрытия «triangle of doom».

REPEREN[®]-10-1

кат. номер	наименование	размер, мм
R10-1-TAPP-120-80	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-1-120-80	120 x 80
R10-1-TAPP-150-100	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-1-150-100	150 x 100
R10-1-TAPP-150-120	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-1-150-120	150 x 120
R10-1-TAPP-150	РЕПЕРЕН [®] (REPEREN) [®] -10-1-150	150 x 150

Эндопротез частично покрыт РЕПЕРЕНОМ сетчатой формы для предотвращения образования спаек с органами брюшной полости.

