



Пульсоксиметр HP-20 TORMED

Портативный пульсоксиметр предназначен для непрерывного мониторинга, выборочной проверки, отображения информации о насыщении крови кислородом и частоте пульса одного взрослого пациента, ребенка или новорожденного при использовании в медицинских учреждениях, оказании неотложной помощи, транспортировке пациентов и лечении в домашних условиях.

- **Большой цветной ЖК-дисплей.**
 - **Интерфейс на русском языке.**
 - **Имеет расширенные меню настройки:** тревожных сигналов, системных настроек, времени, данных пациента, громкости.
 - **Многоуровневая система аудио-визуальных тревог** с регулировкой громкости сигналов.
 - **Возможность настройки пределов срабатывания тревоги, а также режимов тревоги.**
 - Наглядно сохраняет **результаты измерений в виде таблиц и графиков** в течение всего периода измерения.
 - **Выносной датчик пациента** обеспечивает возможность делать настройки уже в процессе мониторинга за показателями.
 - **Аккумуляторная батарея** до 24 часов автономной работы.
 - **Индикация разряда батареи,** отключения датчика или помех из-за движения пальца в датчике.
- **Диапазон измерений SpO2:** 0-100%
 - **Точность SpO2:** $\pm 2\%$
 - **Диапазон измерения пульса:** 25-300 уд/мин.
 - **Точность пульса:** ± 3 уд/мин
 - **Параметры:** SpO2, ЧСС, пульс-бар, плетизмограмма



Арт. 8102-01-06X

Комплектация пульсоксиметра включает в себя:

основной блок, датчик SpO2, подставка-чехол для пульсоксиметра, литий-ионная аккумуляторная батарея, зарядное устройство, руководство по эксплуатации.



Время	SpO2	ЧП
00/03/06 07:19:24	98	64
00/03/06 07:19:56	97	65
00/03/06 07:20:28	97	73
00/03/06 07:21:00	97	68
00/03/06 07:21:32	97	71
00/03/06 07:22:04	97	72
00/03/06 07:23:29	98	92

