


Анализатор мочи Urit 180 Vet

URIT Since 1984
AI ways Beyond Urinalysis...

Производитель: URIT Medical Electronic Group Co., LTD, Китай

Преимущества:

- Надежный высокоточный прибор
- Простота в обслуживании
- Контрольные тест-полоски в комплекте!
- Возможность выбора показателей
- Измерение отношения белка к креатинину за 1 минуту!



Технические характеристики:

Количество тестов в час	стандартный режим 60 тестов в час; ускоренный режим 120 тестов в час
Количество измеряемых параметров	11 и 13+1
Экран	ЖК-экран
Методы подсчета	отражательная фотометрия
Принтер	встроенный термопринтер
Возможность подключиться к внешнему принтеру	да
Габариты	320 (длина) × 300 (ширина) × 120 (высота)
Вес	2,5 кг
Гарантия	12 месяцев

ТЕСТ-ПОЛОСКИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОЧЕВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ URIT

Для работы на мочевых анализаторах вам понадобятся:



Тест-полоски



Пробирки
с консервантом

Вид полоски	Параметры
UC VET11	• WBC (лейкоциты), • KET (кетоновые тела), • NIT (нитриты), • BIL (билирубин), • URO (уробилиноген), • BLD (эритроциты), • GLU (глюкоза), • pH (кислотность), • PRO (белок), • SG (плотность), • VC (аскорбиновая кислота)
UC VET13 Plus	• WBC (лейкоциты), • KET (кетоновые тела), • CR (креатинин), • MA (микроальбумин), • BLD (эритроциты), • GLU (глюкоза), • pH (кислотность), • PRO (белок), • SG (плотность), • BIL (билирубин), • URO (уробилиноген), • VC (аскорбиновая кислота), • Ca (кальций) + PRO/CR*